

# 新型コロナウイルス感染症対策

不特定多数の方が触れる、座る

## 送迎車や車椅子を

## 素早く簡単に除菌できる

## 作業時間の短縮を実現！



送迎車の車内の除菌清掃



車椅子の定期的な除菌に



「除菌液剤をスプレーして拭き取る」この一連の作業を省くことができるナノミストバスターのご紹介です。持って吹きかけるだけ！除菌作業にかかる時間をそぎ落とします。噴霧される液は極微細ナノミストのため、拭き取り作業を省くことができます。

### 電動消毒スプレーガンで 作業効率を大幅アップ



商品名称  
ハンディミストバスター  
販売価格 **7,480**円(税込)

ボタンを押して吹きかけるだけの簡単操作。毎日の清掃や除菌作業の時間を削減することができます。

### 液剤の性能比較表 (RESOL SHIELD とアルコール)

|       | RESOL SHIELD                  | アルコール              |
|-------|-------------------------------|--------------------|
| 細菌類   | ○                             | △                  |
| 洗浄    | ○ 完全脱脂の洗浄力あり                  | × 有機物汚れ(皮脂)除去できない  |
| 消臭    | ○ 臭いの元である細菌を洗浄し消臭             | × 消臭効果なし           |
| 抗菌    | ○ 抗菌作用があり、帯電防止効果によりウイルスの付着も防止 | × 抗菌効果なし           |
| 消費期限  | ○ 5年以上                        | ○ 2~3年が目安          |
| 健康有害性 | ○ 極めて低い                       | × 吸毒性の危険性があるとされている |
| 対物有害性 | ○ 腐食なし                        | × アクリル・革・ゴムを侵す     |

※製品の脱脂、排水の油分・臭気の軽減、グリストラップの清掃・消臭、洗車、住宅用(家具、玩具、家電、コンロ周り、シンク周り、壁、床、寝具、浴槽、トイレ、洗面台、車、自転車、スマートフォン、フェイスシールド、マスク)にお使いいただけます。用途によって希釈してご利用いただけます。(基本希釈は20倍ですが、ご利用用途に応じて原液~50倍に希釈してご利用ください)

### 安心の日本製、高い除菌力 を持った除菌液剤



商品名称  
RESOL SHIELD  
液剤容量：1ℓ  
販売価格 **7,700**円(税込)

除菌だけでなく防汚、防錆、光沢、静電防止、洗浄、消臭の副次効果もある、除菌洗浄剤 原液ボトルタイプです。

介護施設の消毒・除菌作業を効率良く、更に効果的に行う！

#### 自動噴霧器

## ご使用方法

① RESOL を希釈します



**20**倍希釈

水道水：200ml  
液剤：10ml  
**210ml の液剤**

② 液剤(希釈)をボトルへ



ボトル容量 250ml  
※満タンに入れる必要はないため、液剤 10ml に対し水 200ml を混ぜます。

③ 準備完了



気になる箇所へ、噴霧します。ボタンを押すだけ簡単操作です！